

Vademecum des analyses de laboratoire de l'Hôpital du Jura

Madame, Monsieur,

Voici quelques informations concernant notre Vademecum des analyses de laboratoire, que vous pouvez consulter via l'adresse suivante <http://vademecum.h-ju.ch> et un lien destiné aux professionnels se trouve également sur notre site Internet (www.h-ju.ch/labo).

Recherche d'analyses

Domaines Tous les domaines Matériels Tous les matériels

Calcium corrigé

Généralités

Description	Calcium corrigé
Alias	S-CAIC
Matériel	Sérum jaune
Méthode	Roche
Durée de validité	7 jours
Domaine	Biochimie
Fréquence d'exécution	Tous les jours
Laboratoires exécutants	Dalémon Forrentruy


Tarifs

Position	Points	Facteur	
0000.00	0.00	1	1
1223.00	2.80	1	2
1021.00	2.50	1	3

Total des points	Valeur actuelle du point	Prix indicatif de l'analyse	
5.30	1	fr. 5.30	-

Type de tube

Jaune 5 ml



Analyses filles

- Calcium sérique
- Albumine sérique
- Calcium corrigé

Notre catalogue comprend plus de 1000 entrées et comporte de nombreuses informations utiles aux praticiens et aux prescripteurs :

- méthode d'analyse utilisée
- contenant et matériel employé
- prix de l'analyse effectuée à l'H-JU
- informations à transmettre au patient. Par exemple pour les catécholamines plasmatiques :

Méthode de prélèvement

Les patients doivent s'abstenir de café, thé, chocolat, bananes et cigarettes 24 heures avant la prise de sang et être à jeun.
Allonger le patient, poser un Venflon(c) et 15 minutes plus tard, prélever le sang dans un tube vert, placer le tube immédiatement dans la glace et transmettre l'échantillon au laboratoire sans tarder.

Type de tube

Vert clair 4.5ml - envoi

