

Formation initiale STE1

Volée 2

Mme Nicole Berset, spécialiste en stérilisation

Objectifs :

- Etre capable de :
 - ✓ Préparer les DMx (dispositifs médicaux) pour le lavage et la désinfection.
 - ✓ Contrôler la fonctionnalité des DMx.
 - ✓ Préparer les DMx pour la stérilisation conformément aux directives.
 - ✓ Préparer et contrôler tous les équipements requis pour les différentes étapes du retraitement des DMx.
 - ✓ Assurer la traçabilité des DMx et le respect des procédures en vigueur.
 - ✓ Veiller au respect des exigences établies par la législation suisse et les normes techniques.

Contenu :

- Aspects légaux en stérilisation ;
- Notions de microbiologie ;
- L'eau, les produits chimiques, la pré-désinfection, le lavage manuel ;
- Infrastructure des locaux ;
- Lavage et désinfection en machine ;
- Traitement des endoscopes flexibles ;
- Conditionnement et emballages ;
- Stérilisation à la vapeur d'eau, oxyde d'éthylène, peroxyde d'hydrogène ;
- Les contrôles en stérilisation ;
- Révision pour l'examen STE1 ;

Public-cible et nombre de participants :

Le personnel instrumentiste du bloc opératoire à l'H-JU. Ce cours n'est pas ouvert aux personnes externes.

8 personnes

Horaires :

De 9h00 à 12h30

Lieu et dates :

H-JU, site de la Résidence la Promenade

Salle des Bergeronnettes

13 février 2026

06 mars 2026

12 mars 2026

21 mai 2026

05 juin 2026

CONTACT

Secrétariat du service RH – Formation, Tél. : +41 32 421 25 73

NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR LORS D'UNE FORMATION

HÔPITAL DU JURA | Service RH - Formation
Faubourg des Capucins 30 | CH-2800 DELÉMONT

Pour les collaborateurs de
l'H-JU : Inscription par le
biais de la demande de
formation

Pour les personnes
externes : Inscription en
ligne sur le site www.h-ju.ch/formation :

